

JE TO VELMI SNADNÉ!

Defibrilátor HaertSine by hagenuk (přístroj vydávající elektrošoky), vyvinutý speciálně pro laické použití, se dá velmi jednoduše obsluhovat a za pomoci jednoduchých vizuálních pokynů provádí uživatele potřebnými úkony k oživování krok za krokem.

Kontaktujte našeho poradce na telefonním čísle **+420 775 450 576** nebo na adrese: **defi@hagenuk-shop.cz**. Poradci Vám bezplatně poskytnou odborné rady a pomohou Vám při rozhodování, který přístroj je pro Vaše potřeby nejvhodnější.

Pomůžeme Vám také, jak realizovat Vaše rozhodnutí o zařazení defibrilátoru do systému první pomoci ve Vašem podniku, firmě nebo budově tak, aby bylo přínosem pro širší veřejnost.

Spolupracovníci, kolegové a hosté Vám budou za tento zodpovědný přístup vděční a často je taková zodpovědná a vědomá prezentace klíčem k novému, pozitivnímu vnímání, které Vás přiblíží k Vaším cílům.

TÜV Süd již defibrilátory HeartSine od společnosti hagenuk používá při školeních a zajišťuje tím vysokou pokrokovou úroveň péče o pacienty.

„Dnešní přístroje jsou extrémně bezpečné s jednoduchou obsluhou i pro osoby bez zdravotnického vzdělání. Při zástavě srdce může Vašemu srdci **POMOCI KAŽDÁ MINUTA.**“

*Dr. Constantin von Brandenstein-Zeppelin
předseda Maltézské pomocné služby*



	PDU 400	PAD 300P	PAD 500P
Záruční doba výrobce roky / variantně 10 let	5	7/ANO	7/ANO
Kombinovaná kazeta na baterie a elektrody pro dospělé i děti	✓	✓	✓
Výměnné funkční jednotky	✗	✓	✓
Kazety pro malé děti < 8 let < 25 kg váhy	✗	✓	✓
Standardy CE, ISO, EN, AHA/ERC	✓	✓	✓
Schválení pro leteckou dopravu a vojsko	✓	✓	✓
Ochrana proti odstříkující vodě / ochrana proti proudící vodě podle normy IP	44	56	56
Automatický vlastní test, ukazatel pohotovosti	✓	✓	✓
Dvoutlačítkové ovládání (zap. / vyp. - šok)	✓	✓	✓
Optické a akustické pokyny, krok za krokem, impulzy pro rytmus tlakové masáže srdce	✓	✓	✓
Integrovaná paměť, bezplatný software	✓	✓	✓
Nevyžaduje údržbu, servisní smlouva na přání	✓	✓	✓
Přepravní brašna, návod k použití, příslušenství	✓	✓	✓
Nástěnný držák	✓	✗	✗
Nástěnná skříňka z nerezového nebo plexiskla (volitelné)	✓	✓	✓
Monitorování a pokyny při masáži srdce: rychleji, pomaleji atd.	✗	✗	✓

 HeartSine[®]
by
hagenuk
germany

„ŽIJÍ“

„Za záchranu života vděčím rychlému užití defibrilátoru a zahájení první pomoci oživováním, které bylo prováděno až do příchodu lékaře.“



HeartSine by hagenuk Váš obchodní partner

 HeartSine
by
hagenuk
germany

hagenuk Germany
ITM Einkaufs GmbH
Siemensstraße 2
D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen
Germany

hagenuk CZ
Kollárova 22
30100
Plzeň
Česká republika

Tel.: +420 775 450 576
Mail: defi@hagenuk-shop.cz

www.hagenuk-shop.cz

www.hagenuk.de

FAKTA

Více než 80 % všech obětí, které podlehnou srdeční zástavě, zemřou doma, na pracovišti nebo ve volném čase. V Evropě tak zemře ročně přes 800 000 lidí.

KAŽDÝ MŮŽE BÝT POSTIŽEN!

Lhostejno, zda je někdo tlustý nebo hubený, zdravý nebo nemocný, kuřák nebo nekuřák, sportovec, vegetarián, mladý nebo starší. Vyšší riziko si nesou samozřejmě lidé již předtím nemocní, např. trpící vysokým krevním tlakem, cukrovkou, nebo osoby, které již srdeční infarkt prožily. Srdce začne náhle prudce pádit a pracovat zcela nekoordinovaně. Čerpací výkon srdce klesá, srdce se zastaví - umíráme.

JEDINÁ ZÁCHRANA !

Doba, která uplyne do příjezdu lékařské pomoci, je často příliš dlouhá. Pokud je však během několika minut zaveden elektrický šok a zahájena vnější masáž srdce, má postižený velkou naději na přežití.



ZACHRAŇUJTE ŽIVOTY!

Naše defibrilační přístroje (přístroje na elektrické šoky), vyvinuté zvláště pro zdravotnické laiky, mají jednoduchou obsluhu a povedou Vás prostřednictvím optických a jednoduchých návodů krok za krokem ke správným úkonům.

„Přístroje pro laické provedení defibrilace zajišťují s absolutní jistotou, že oběť postižená zástavou srdce nemůže být poškozena neodborným zásahem. Může dojít pouze k jedné chybě s těžkými následky: **NEUĐELAT NIC!**“

*Dr. Sabine Bergmann-Pohl,
předsedkyně německého Červeného kříže, Berlín*



PDU 400

(Defibrilační přístroj pro DOMOV / VOLNÝ ČAS)

Přístroj HeartSine by hagenuk PDU 400 je světově nejvýhodnější defibrilační přístroj pro poskytnutí první pomoci.

Přístroj nevyžaduje údržbu, baterie a elektrody vydrží 5 let, rovněž záruční doba je 5 let.

Kromě toho, že se jedná o nejmodernější přístroj, má samozřejmě i certifikaci SE/ISO a odpovídá

všem požadavkům pro dospělé i děti starší 8 let nebo osoby vážící více než 25 kg.

Po zapnutí přístroje budete dostávat krok za krokem pokyny, co je třeba dělat. Přístroj bude navíc i

nápomocný při masáži srdce.

Integrovaná paměť uchová údaje pro jejich následné vyhodnocení.

Přístroj může být kdykoliv bezplatně přeprogramován podle nejnovějších směrnic AHA nebo ERC.



PAD 300P

(Defibrilační přístroj pro KOMERČNÍ VYUŽÍVÁNÍ)

Vhodný pro nasazení v hotelích, školách, restauracích, veřejných prostorech, nákupních střediscích, sportovních klubech, centrech pro využití volného času, v letecké a lodní dopravě, osobní dopravě autobusy, elektrickými drahami a vlaky, ve veřejných i soukromých podnicích (prostřednictvím bezpečnostního pověřence), v mateřských školkách, ordinacích a na klinikách atd.

Přístroj PAD 300P se může použít pro osoby starší 8 let, za použití speciální kazety pro malé děti ho lze použít i pro děti mladší 8 let.

Jako jediný ze světových výrobců nabízí HeartSine by hagenuk kombinovanou kazetu na baterie a elektrody pro dospělé a variantně i pro malé děti.

Jako všechny přístroje HeartSine je i PAD 300P bezúdržbové zařízení a osvobozený od technické kontroly. Přístroj je protokolárně zapsaný podle zákona pro lékařské přístroje. Aktualizace softwaru je bezplatná.



Rychleji!
Pomaleji!
Dobré stlačení!

PAD 500P

(Defibrilační přístroj rovněž i pro KOMERČNÍ VYUŽÍVÁNÍ)

70 % tlakových masáží srdce není prováděno dostatečně.

Výstup elektrického šoku je velmi snadné řešení. Tento „šok“ je ale pouze opatřením, které zlepšuje naději nemocného na úspěch. Po vydání elektrického šoku musí být prováděna takzvaná tlaková masáž srdce a to bez ohledu na to, zda ji provádí laik nebo profesionál.

Naše nejnovější generace přístrojů PAD 500P souběžně sleduje, ve srovnání s PAD 300P, provádění masáže srdce a sděluje, zda je nutné hrudník stlačovat např. rychleji, pomaleji nebo je stlačování korektní.

Zachránci je opticky i akusticky sdělováno, zda opatření, která provádí, jsou dostačující a účinná.

PAD 500P tím nabízí a zprostředkuje pro provádění první pomoci maximální jistotu a podporu při oživování postiženého.